

KONFORDAN ŞAŞMA ANI ASLA KAÇIRMA¹⁻³

Bausch+Lomb ULTRA, Moisture Seal Teknolojisi ve içerdği 4 kat fazla nemlendirici ajan ile 16 saat boyunca neminin %95'ini korur, sizi yarı yolda bırakmaz.^{3,4}



Daha fazla bilgi için
QR kodu okutunuz.



*Senofilcon A'ya göre

Referanslar: 1. Reindel WT, et al. Digital Device Users With Dry Eyes Weigh in on a Novel Silicone Hydrogel Lens. Contact Lens Spectrum. 2016;31(Special Edition 13):26-35. 2. Steffen R, et al. Clinical performance of samfilcon A silicone hydrogel contact lenses. Contact Lens Spectrum. 2014;29(Special Edition 13):30-38. 3. Wygladacz K, et al. Breaking the Cycle of Discomfort. Contact Lens Spectrum 2014;29 (Special Edition 13) 23-28. 4. Reindel W, et al. Performance Of A Unique Silicone Hydrogel Lens Across The Recommended Wear Cycle. Poster presented at the American Academy of Optometry Annual Meeting, Anaheim, CA, November 2016.

BAUSCH+LOMB

LENS MEDİKAL

AYLIK SAYDAM LENSLER



Günlük Takıp Çıkarılan Lens

Ultra

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.5	PLN / -12.00 +0.25 / +6.00	1 Kutu (6 Adet Lens)



1 Ay Gözde Kalabilme Özelliği
High Definition

Purevision HD2
(High Definition)

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.6	PLN / -12.00 +0.25 / +6.00	1 Kutu (6 Adet Lens)



1 Ay Gözde Kalabilme Özelliği
High Definition

Soflens 59


Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.6	-0.50 / -9.00 +0.50 / +6.00	1 Kutu (6 Adet Lens)



1 Hafta Gözde Kalabilme Özelliği

Acuvue Oasys

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.4 / 8.8	-0.50 / -12.00 +0.50 / +8.00	1 Kutu (6 Adet Lens)



Günlük Takıp Çıkarılan Lens

Acuvue Oasys
Transitions


Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.4	-0.25 / -12.00 +0.25 / +8.00	1 Kutu (6 Adet Lens)



Günlük Takıp Çıkarılan Lens

Acuvue 2

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.3 / 8.7	-0.50 / -12.00 +0.50 / +8.00	1 Kutu (6 Adet Lens)



Günlük Takıp Çıkarılan Lens

Focus Aqua

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.4	-0.25 / -12.00 +0.25 / +8.00	1 Kutu (6 Adet Lens)



Günlük Takıp Çıkarılan Lens

Air Optix Plus HydraGlyde

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.6	-0.25 / -12.00 +0.25 / +8.00	1 Kutu (6 Adet Lens)



1 Ay Gözde Kalabilme Özelliği

Air Optix Aqua
Night & Day

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.4 / 8.6	PLN / -10.00 +0.25 / +6.00	1 Kutu (6 Adet Lens)

LENS MEDİKAL

AYLIK SAYDAM LENSLER



1 Ay Gözde Kalabilme Özelliği

Biofinity

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.6	-0.25 / -12.00 +0.25 / +8.00	1 Kutu (6 Adet Lens)



Günlük ya da 6 gece /
7 güne kadar uzun kullanım

Biofinity XR

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.6	+8.50 D ila +20.00 D (stok sorunuz) -12.50 D ila -20.00 D (0.50 D basamaklarla)	1 Kutu (6 Adet Lens)



UV
KORUMALI

Günlük Takıp
Çıkarılan Lens

Biomedics 55 Evolution

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.6 (-) 8.9 (-) 8.8 (+)	-0.25 / -10.00 +0.25 / +8.00	1 Kutu (6 Adet Lens)



Günlük Takıp Çıkarılan Lens

Proclear

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.6	-0.25 / -20.00 +0.25 / +20.00	1 Kutu (6 Adet Lens)



Bilgi: -10.00 ve -20.00 Arası Numaralarda
+8.00 ve +10.00 Fiyat Farkı Vardır.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens

Contact Compatic

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8,6 (+/-)	-0.50 / -20.00 +0.50 / +7.50	1 Kutu (6 Adet Lens)
8,8 (+)	+8.00 / +10.00	
8,9 (-)	-0.50 / -12.00	



Günlük Takıp Çıkarılan Lens

Contact Life

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.6 (-) 8.9 (-) 8.8 (+)	-0.25 / -12.00 +0.25 / +8.00	1 Kutu (6 Adet Lens)

YILLIK SAYDAM LENSLER



Bilgi: +10.00 / -10.00 Numaradan sonra
% 25 fiyat farkı uygulanır.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens

Rainbow SL55

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.6	PLN / -25.00 PLN / +25.00	Şişede (1 Adet Lens)



Reçete ile
sipariş alınır.
İptal ve iadesi
yoktur.

Bilgi: Yüksek Numaralarda % 25 Fiyat Farkı Uygulanır.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens

Eurocon 55

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
7.60 / 10.00 arası (0.10 artış)	+ / - 30.00 (0.25 D aralıklı)	Şişede (1 Adet Lens)



Reçete ile
sipariş alınır.
İptal ve iadesi
yoktur.

Bilgi: Yüksek Numaralarda % 25 Fiyat Farkı Uygulanır.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens

Eurocon 38

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
7.20 / 10.00 arası (0.10 artış)	+ / - 30.00 (0.25 D aralıklı)	Şişede (1 Adet Lens)

Silicone Hydrogel Lens
Focus
AQUA®

**Hayatın her anı
daha konforlu ve kaliteli...**



**Yüksek teknolojik
üretim tekniği ile
kullanım konforu**



- * Daha Uzun Süren Nemlilik
- * 1. Günden 30. Güne Kadar Sürekli Konfor
- * Yüksek Düzeyde Birikinti Direnci



**Doğal ve dengeli
ıslanabilir**

Kalıcı yumuşaklık
ve rahatlık için.



**Nefes
alabilir.**

Lens içinden akan yüksek
düzeyde oksijen lenslerin
daha sağlıklı bir şekilde
kullanımını destekler.



**Yumuşak ve
esnek**

Yumuşak bir lens
takma deneyimi
için



**En yüksek düzey
UV koruma.**

% 90 oranında UV
ve %99 oranında UVA
engelleme özelliği ile
1. Sınıf UV önleyici.

KONFORUN¹⁻³ Nemin¹ Görüşün² Nefes Alabilirliğin³ Hafifliğin^{2,4,5} ÖTESİNE GEÇİN!



Gelişmiş MoistureSeal® ve ComfortFeel Teknolojileri ile 16 saat konfor^{1,3}

En düşük modülüs^{2,4,5}

High Definition™ optik tasarımı²

Yüksek oksijen geçirgenliği³

Etkili UV koruması^{6*}

Kolay kullanım²

Daha fazla bilgi için
QR kodu okutunuz.



BAUSCH + LOMB

UV-absorblayan kontakt lensler, tamamen göz ve çevresini örtmediğinden UV emici gözlük veya güneş gözlüğü gibi koruyucu UV-absorblayan gözlüklerin yerine DEĞİLDİR. UV ışına maruz kalma ile ilişkili oküler rahatsızlıkların görülme sıklığını önlemek veya azaltmak için UV absorblayan kontakt lenslerin etkinliği şu anda kanıtlanmamıştır. UV-absorblayan gözlüklerinizi belirtildiği gibi kullanmaya devam etmelisiniz. NOT: UV-ışınlarına uzun süreli maruz kalmak katarakt ile ilişkili risk faktörlerinden biridir. Maruziyet, çevresel koşullar (rakım, coğrafya, bulutlanma) ve kişisel faktörler (dışındaki aktivitelerin yaygınlığı ve tipi) gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. UV-bloke eden kontakt lensler zararlı UV ışınlarına karşı korumaya yardımcı eder. Ancak UV-bloke eden kontakt lenslerin katarakt veya diğer göz rahatsızlıklarının gelişme riskini gösteren klinik çalışmalar yapılmamıştır.

Referanslar: 1. Schater, J., Steffen, R., Reindel, W., A clinical assessment of dehydration resistance for a novel silicone hydrogel lens and six silicone hydrogel daily disposable lenses. Poster presented at AAO, October 2020.
2. Data on File, Product Performance Evaluation of a Novel Silicone Hydrogel Contact Lens: kalifcon A Daily Disposable Contact Lenses - Summary of kalifcon A Patient Comfort and Vision Outcomes, Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, NY, 2021.
3. Rah, M., Ocular surface homeostasis and contact lens design, February 2021, 4. Jerome Özkan, Mark D. Willcox, The Effect of Lens Modulus on Insertion/Comfort with Silicone Hydrogel Lenses, ARVO Annual Meeting Abstract [April 2011], 5. Alcon DAILIES TOTAL1® Contact Lens Parameters <https://professional.mylcon.com/contactlenses/dailies-total-1/> (Enjım Tarih: 02.01.2023), 6. U.S. Food & Drug Administration 510(k) Summary K200523; Bausch + Lomb (kalifcon A) Soft (hydrophilic) Contact Lens, May 2020.

LENS MEDİKAL

GÜNLÜK SAYDAM LENSLER



Günlük Kullan At Lens

ULTRA ONE DAY

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.6	-0.25 / -12.00 +0.25/+6.00	1 Kutu (30 Adet Lens)



Günlük Kullan At Lens

BioTrue One Day

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.6	-0.25 / -9.00 +0.25/+6.00	1 Kutu (30 Adet Lens)



Günlük Kullan At Lens

Acuvue Oasys
1Day HydraLuxe 30


Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.5/9.0	-0.50 / -12.00 +0.50 / +8.00	1 Kutu (30 Adet Lens)



Günlük Kullan At Lens

1 Day Acuvue Moist

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.5 / 9.0	-0.50 / -12.00 +0.50 / +6.00	1 Kutu (30 Adet Lens)



YENİ

Günlük Kullan At Lens

ACUVUE® OASYS MAX 1-DAY

Base C.	Dioptriler	Ambalaj
8.5	+0.50D ile +6.00D (0.25D aralıklarla) +6.50D ile +8.00D (0.50D aralıklarla) -0.50D ile -6.00D (0.25D aralıklarla) -6.50D ile -12.00D (0.50D aralıklarla)	1 Kutu (30 Adet Lens)



Günlük Kullan At Lens

DAILIES TOTAL 1

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.5	-0.50 ile -12.00 arası (0.25 aralıkla) +0.50 ile +6.00 arası (0.50 aralıkla)	30'lu paket 90'lu paket



Günlük Kullan At Lens

Precision 1 Day

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.3	-0.50 / -12.00 +0.50 / +6.00	1 Kutu (30 Adet Lens)



Günlük Kullan At Lens

Dailies Aqua Comfort Plus

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.7	-0.50 / -15.00 +0.50 / +8.00	1 Kutu (30 Adet Lens)



Günlük Kullan At Lens

My Day

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.4	-0.25 / -10.00 +0.25/+6.00	1 Kutu (30 Adet Lens)



Günlük Kullan At Lens

Contact Day One

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.8	0.50 / -6.00 +0.50 / +6.50	1 Kutu (32 Adet Lens)



-2.75
silindirik
değer dahil
her aksta

TORIC LENSLE

Türkiye'nin en geniş
parametre aralığına* sahip
torik kontakt lensi

Daha fazla bilgi için
QR kodu okutunuz.



*Türkiye'de stoklu olarak bulunan torik kontakt lensler arasında.

BAUSCH+LOMB

VC-ULT-TR0323-21

AYLIK TORIC (ASTİGMAT) LENSLER



Günlük Takıp Çıkarılan Lens

Ultra Toric

Base Curve	Silindirik Güç	Dioptriler	Ambalaj
8,6	-0.75 / -1.25 -1.75 / -2.25 -2.75	PLN / -9.00 PLN / +6.00	1 Kutu (6 Adet Lens)



Günlük Takıp Çıkarılan Lens
Toric Lens

Soflens Toric


Base Curve	Silindirik Güç	Dioptriler	Ambalaj
8.5	-0.75 / -1.25 / -1.75 / -2.25 / -2.75	PLN / -9.00	1 Kutu (6 Adet Lens)



1 Hafta Gözde Kalabilme Özelliği
Toric Lens

Oasys Toric

Base Curve	Silindirik Güç	Akslar	Dioptriler	Ambalaj
8,6	-0.75 / -1.25 -1.75 / -2.25 -2.75	Her Aks değerlerinde üretim yoktur.	PLN / -9.00 PLN / +6.00	1 Kutu (6 Adet Lens)



1 Hafta Gözde Kalabilme Özelliği
Toric Lens

Air Optix Hyraglyde Toric

Base Curve	Silindirik Güç	Dioptriler	Ambalaj
8.7	-0.75 / -1.25 / -1.75 / -2.25	PLN / -10.00 +0.25 / +6.00	1 Kutu (6 Adet Lens)



1 Ay Gözde
Kalabilme Özelliği

Biofinity Toric

Base Curve	Silindirik Güç	Dioptriler	Ambalaj
8,7	-0.75 / -1.25 / -1.75 / -2.25	PLN / -10.00 +0.25 / +8.00	1 Kutu (6 Adet Lens)



Günlük Takıp Çıkarılan Lens
Toric Lens

Contact Life Toric

Base Curve	Silindirik Güç	Dioptriler	Ambalaj
8.6	-0.75 / -1.25 / -1.75 / -2.25	PLN / -6.00 +0.50 / +4.00	1 Kutu (6 Adet Lens)



Günlük Takıp Çıkarılan Lens
Toric Lens

Contact Compatic Toric

Base Curve	Silindirik Güç	Dioptriler	Ambalaj
8.6	-0.75 / -1.25 / -1.75 / -2.25 / -2.75	PLN / -8.00 +0.50 / +6.00	1 Kutu (6 Adet Lens)

GÜNLÜK TORIC (ASTİGMAT) LENSLER



+ Değerlerde
-2.25 silindirik
üretimi
yoktur.

Not: Sipariş süresi için bilgi alınız.



Günlük Tek Kullanımlı Toric Lens
Lacreeon Teknolojisi

1Day Acuvue Moist
For Astigmatism

Base Curve	Silindirik Güç	Dioptriler	Akslar	Ambalaj
8,5	-0.75 / -1.25 -1.75 / -2.25	PLN / -9,00 +0,25 / +4,00	Her Aks'ta üretim yoktur	1 Kutu (30 Adet Lens)



+ Değerlerde
-2.25 silindirik
üretimi
yoktur.

Not: Sipariş süresi için bilgi alınız.



Günlük Tek Kullanımlı Toric Lens

1Day Acuvue Oasys
HydraLuxe For Astigmatism

Base Curve	Silindirik Güç	Dioptriler	Akslar	Ambalaj
8,5	-0.75 / -1.25 -1.75 / -2.25	PLN / -9,00 +0,25 / +4,00	Her Aks'ta üretim yoktur	1 Kutu (30 Adet Lens)




Her
Aks değerlerinde
üretim yoktur.



Günlük Tek Kullanımlı Toric
Lens

Contact Day One
Toric

Base Curve	Silindirik Güç	Dioptriler	Ambalaj
8,8	-0.75 / -1.25 -1.75 / -2.25	PLN / -6,00 (0,25 Adımlarla) -6,50 / -10,00 (0,50 Adımlarla)	1 Kutu (32 Adet Lens)



Günlük Tek Kullanımlı Toric Lens

MyDay Toric

Base Curve	Silindirik Güç	Dioptriler	Ambalaj
8,6	-0.75 / -1.25 -1.75 / -2.25	+8,00 ila 10,00 D (+/- 6,00 D sonrasında 0,50 D basamaklarla)	1 Kutu (30 Adet Lens)

YILLIK TORIC (ASTİGMAT) LENSLER



Reçete ile
sipariş alınır.
İptal ve iadesi
yoktur.

Bilgi : Kişiyi özel
üretimdir. İptal ve iadesi
yoktur. Aks derecesi 5 Er
derece aralıklarla ilerler.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens
Toric Lens

Rainbow SL 45 Toric

Base Curve	Silindirik Güç	Dioptriler	Ambalaj
8.6	-0,75 / -3,75	PLN/ +16.00 PLN /-16.00	Şişede (1 Adet Lens)



Reçete ile
sipariş alınır.
İptal ve iadesi
yoktur.

(Yüksek Numaralarda
% 25 Fiyat Farkı Uygunlanır.)

Günlük Takıp Çıkarılan Lens

EUROCON 45 TORIC

Base Curve	Silindirik Güç	Dioptriler	Ambalaj
8.6	-0.75 / -4.00 arası (0.25 artış)	+ / - 20.00 arası (0.25 artış)	Şişede (1 Adet Lens)



Reçete ile
sipariş alınır.
İptal ve iadesi
yoktur.

(Yüksek Numaralarda % 25
Fiyat Farkı Uygunlanır.) K1-K2
Keratometri Değerleri Verilmelidir.
Yurt Dışı Siparişi İle Gelir.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens

EUROCON SOFTORIC 7.0

Base Curve	Silindirik Güç	Dioptriler	Ambalaj
8.00 / 9.60 arası (0.10 artış)	-0.75 / -8.00 arası (0.25 artış)	+ / - 20.00 arası (0.25 artış)	Şişede (1 Adet Lens)



Reçete ile
sipariş alınır.
İptal ve iadesi
yoktur.

Bilgi: Renk Seçenekleri : Giallo, Sky
Blue, Emerald Green ve Gray ile
Sınırlıdır. Kişiyi özel üretimdir. İptal
ve iadesi yoktur. Aks derecesi 5 Er
derece aralıklarla ilerler.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens
Toric Lens

Rainbow Renkli Toric

Base Curve	Silindirik Güç	Dioptriler	Ambalaj
8.6	0,75 / -3,75	PLN/ +10.00 PLN /-10.00	Şişede (1 Adet Lens)

İlk Uygulamada Yüksek Uyum Başarısı!¹



AYLIK MULTI FOCAL LENSER

YENİ



1 Ay Gözde Kalabilme Özelliği Silikon Hidrojel Lens			
Base Curve	Dioptriler	İlaveler	Ambalaj
8.6	PLN / -10.00 +0.25 / + 6.00	LOW (Düşük) +0.75 D' den +1.50 D'ye kadar kademe HIGH (Yüksek) +1.75 D' den +2.50 D'ye kadar kademe	1 Kutu (6 Adet Lens)



Günlük Takıp Çıkarılan Lens			
Base Curve	Dioptriler	İlaveler	Ambalaj
8.5	PLN / -10.00 +0.25 / + 6.00	LOW (Düşük) +0.75 D' den +1.50 D'ye kadar kademe HIGH (Yüksek) +1.75 D' den +2.50 D'ye kadar kademe	1 Kutu (6 Adet Lens)



Reçete ile
sipariş alınır.
İptal ve iadesi
yoktur.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens

Acuvue Oasys Multifocal

Günlük Takıp Çıkarılan Lens

Air Optix HydraGlyde Multifocal

1 Ay Gözde Kalabilme Özelliği

Biofinity Multifocal

Base Curve	Dioptriler	İlaveler	Ambalaj
8.6	PLN / -10.00 +0.25 / + 6.00	LOW (Düşük) (+)0.75/1.25 MED (Orta) 1.50/1.75 HIGH (Yüksek) 2.00/2.50	1 Kutu (6 Adet Lens)

Base Curve	Dioptriler	İlaveler	Ambalaj
8.6	PLN/- 10,00 +0,25 / + 6,00	LOW (Düşük) +0.75 / +1.00 / +1.25 MED (Orta) +1.50 / +1.75 / +2.00 HIGH (Yüksek) +2.25 / +2.50	1 Kutu (6 Adet Lens)

Base Curve	Dioptriler	İlaveler	Ambalaj
8.6	+6.00 / - 8.00 (0.25 D)	+1.00 D, +1.50 D, +2.00 D, +2.50 D	1 Kutu (6 Adet Lens)

GÜNLÜK MULTI FOCAL LENSER



Günlük Tek Kullanımlı Multifocal Lens

Acuvue One Day Moist Multifocal

Base Curve	Dioptriler	İlaveler	Ambalaj
8.4	PLN /-9,00 +0,25/+6,00	LOW (+)0,75/1,25 MED 1,50 /1,75 HIGH 2,00/2,50	1 Kutu (30 Adet Lens)



YENİ



Günlük Tek Kullanımlı Multifocal Lens

Acuvue Oasys Max

Base Curve	Dioptriler	İlaveler	Ambalaj
8.4	PLN /-9,00 +0,25/+6,00	LOW (+)0,75/1,25 MED 1,50 /1,75 HIGH 2,00/2,50	1 Kutu (30 Adet Lens)



Günlük Tek Kullanımlı Multifocal Lens

Myday Multifocal

Base Curve	Dioptriler	İlaveler	Ambalaj
8.4	PLN /-12,00 +0,25/+8,00	LOW (+)0,75/1,25 MED 1,50 /1,75 HIGH 2,00/2,50	1 Kutu (30 Adet Lens)



Günlük Tek Kullanımlı Multifocal Lens

Contact Day One

Base Curve	Dioptriler	İlaveler	Ambalaj
8.8	PLN /-10,00 +0,25/+5,00	TYPE A (+0.75) TYPE B (+1.50)	1 Kutu (32 Adet Lens)

ÖZEL LENSLER



Reçete ile sipariş alınır.
İptal ve iadesi yoktur.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens



Reçete ile sipariş alınır.
İptal ve iadesi yoktur.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens



Reçete ile sipariş alınır.
İptal ve iadesi yoktur.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens

ORBIS BEBEK LENSİ (swisslens)

Base Curve	Dioptirler	Ambalaj
6.90 dan 7.90 (0.10 aralıklarla)	-40.00 dan +40.00 (0.25 aralıklarla)	Şişede 1 Adet Lens

ORBIS (swisslens)

Base Curve	Dioptirler	Ambalaj
7.50 dan12.00 (0.10 aralıklarla)	-40.00 dan +40.00 (0.25 aralıklarla)	Şişede 1 Adet Lens

ORBIFLEX SA (Swisslens)

Base Curve	Dioptirler	Ambalaj
7.40 dan 9.00 (0.05 aralıklarla)	-40.00 dan + 40.00 (0.25 aralıklarla)	Şişede 1 Adet Lens



Reçete ile sipariş alınır.
İptal ve iadesi yoktur.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens



Reçete ile sipariş alınır.
İptal ve iadesi yoktur.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens



Reçete ile sipariş alınır.
İptal ve iadesi yoktur.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens

ORBIFLEX K MULTICURVE KERATOKONUS (swisslens)

Base Curve	Dioptirler	Ambalaj
5.90 dan 9.00 (0.05 aralıklarla)	-40.00 dan +40.00 (0.25 aralıklarla)	Şişede 1 Adet Lens

CONFLEX AIR 100 UV

Base Curve	Dioptirler	Ambalaj
7.20 den 8.60 a kadar (0.10 aralıklarla)	-25.00 dan +25.00 (0.25 aralıklarla)	Şişede 1 Adet Lens

CONFLEX AIR 100 UV KERATOKONUS

Base Curve	Dioptirler	Ambalaj
5.50 den 8.20 (0.05 aralıklarla)	-25.00 den +25.00 (0.25 aralıklarla)	Şişede 1 Adet Lens



Reçete ile sipariş alınır.
İptal ve iadesi yoktur.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens



Reçete ile sipariş alınır.
İptal ve iadesi yoktur.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens



Reçete ile sipariş alınır.
İptal ve iadesi yoktur.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens

CONFLEX AIR DK 52

Base Curve	Dioptirler	Ambalaj
7.20 den 8.60 a kadar (0.10 aralıklarla)	-25.00 dan +25.00 (0.25 aralıklarla)	Şişede 1 Adet Lens

A 90 DK 90

Base Curve	Dioptirler	Ambalaj
6.80 den 8.80 a kadar (0.10 aralıklarla)	-25.00 dan +25.00 (0.25 aralıklarla)	Şişede 1 Adet Lens

GEAFLEX 70

Base Curve	Dioptirler	Ambalaj
8.10 / 8.40 8.70/9.00	-20.00 dan + 20.00 (0.50 aralıklarla)	Şişede 1 Adet Lens

MULTI FOCAL & ÖZEL LENSLER



Reçete ile
sipariş alınır.
İptal ve iadesi
yoktur.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens



Reçete ile
sipariş alınır.
İptal ve iadesi
yoktur.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens



Reçete ile
sipariş alınır.
İptal ve iadesi
yoktur.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens

TORIS EXT / INT / IP (swisslens)

Base Curve	Silindirik Güç	Dioptriler	Ambalaj
7.00 dan 12.00 (0.10 aralıklarla)	-0.25 den - 8.00 (0.25 aralıklarla) 1° den 180° (1° aralıklarla)	-40.00 dan + 40.00 (0.25 aralıklarla)	Şişede 1 Adet Lens

TORIS K YUMUŞAK KERATOKONUS (swisslens)

Base Curve	Silindirik Güç	Dioptriler	Ambalaj
K12 (+) 7.80-8.00 - 8.20 - 8.40 K34 (+ +) 7.20 - 7.40 - 7.60 - 7.80 - 8.00	-0.25 den - 8.00 (0.25 aralıklarla) 1° den 180° (1° aralıklarla)	-40.00 dan + 40.00 (0.25 aralıklarla)	Şişede 1 Adet Lens

CONTACT INDIVIDUAL

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
7.40 dan 8.60 (0.3) 7.70 dan 8.90 (0.3) 8.00 dan 9.20 (0.3) 8.30 dan 9.50 (0.3)	-10.00 dan +10.00 (0.25 aralıklarla) -25.00 dan +25.00 (0.50 aralıklarla)	Şişede 1 Adet Lens



Reçete ile
sipariş alınır.
İptal ve iadesi
yoktur.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens



Reçete ile
sipariş alınır.
İptal ve iadesi
yoktur.

Bilgi : Hastanın iki gözünün birlikte
yer aldığı 10*15 cm ebadında
yakın çekilmiş fotoğrafı gereklidir.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens

ZEISS PROSTETİK

Temel Eğri	Pupil Çapı	İris Çapı	Renkler	Ambalaj
8.10 8.30 8.50 8.70 8.90	3 4 5	11 12	Açık kahve, Orta Kahve, Koyu Kahve veya isteğe bağlı	Şişede 1 Adet Lens

Hastanın iki gözünün birlikte yer
aldığı 10*15 cm ebadında yakın
çekilmiş fotoğrafı gereklidir.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens

EUROCON PROSTHETIC
KAPALI PUPIL

Pupil Çapı	İris Çapı	Dia	Bc	Ambalaj
3.00 Mm 4.00 Mm 5.0 Mm	10.5 Mm 11.00 Mm 11.50 Mm 12.00 Mm	13.00 14.50 Arası (0.10 Artış)	7.60 / 9.20 Arası (0.10 Artış)	Şişede 1 Adet Lens

Reçete ile
sipariş alınır.
İptal ve iadesi
yoktur.



BROWN 1
BROWN 2
BROWN 3
BROWN 4
BROWN 5

Hastanın iki gözünün birlikte yer
aldığı 10*15 cm ebadında yakın
çekilmiş fotoğrafı gereklidir.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens

EUROCON PROSTHETIC
AÇIK PUPIL

Pupil Çapı	İris Çapı	Dia	Bc	Ambalaj
3.00 Mm 4.00 Mm 5.0 Mm	10.5 Mm 11.00 Mm 11.50 Mm 12.00 Mm	13.00 14.50 Arası (0.10 Artış)	7.60 / 9.20 Arası (0.10 Artış)	Şişede 1 Adet Lens



Bilgi : Reçete ile sipariş alınır.
İptal ve iadesi yoktur.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens

RENK KÖRLÜĞÜ LENSLERİ

Base Curve	Dioptri (@-3.00 D)	Renkler	Ambalaj
8.60	Planodan -1000 (025) +800 (025)	Kırmızı, Mavi, Yeşil, Sarı, Koyu Kırmızı	Şişede 1 Adet Lens

BAUSCH + LOMB ULTRA® Ailesi ile Gün Boyu Konfor ve Net Görüş¹⁻³



Daha fazla bilgi için
QR kodu okutunuz.



Referanslar: 1. B+L unpublished data, 2013. 16-hour, bilateral, dispensing clinical evaluation of methacrylamide lenses as compared to Air Optix Aqua, Acuvue Oasys and Biofinity. 2. Bausch + Lomb, 2013. A study to evaluate the product performance of a new silicone hydrogel contact lens (#817). Rochester. 3. Data on file. Product Performance Evaluation of a Novel Silicone Hydrogel Contact Lens: kalifilcon A Daily Disposable Contact Lenses - Summary of kalifilcon A Patient Comfort and Vision Outcomes for Patients Who Wore Lenses for 16 or More Hours Per Day. Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, NY, 2021.

BAUSCH + LOMB
ULTRA® contact
lenses
with MoistureSeal® technology

VC-ULT-TR1023-47

Hayatın her anı daha konforlu ve kaliteli...

Silicone Hydrogel Lens
Focus
AQUA®



Yüksek Düzeyde Birikinti Direnci
Daha Uzun Süren Nemlilik
1. Günden 30. Güne Kadar Sürekli Konfor

YENİ Focus Aqua® kontakt lensler
Daha iyi bir lense kolay geçiş,

% 100
memnuniyet
garantili



**Doğal ve dengeli
ıslanabilir**

Kalıcı yumuşaklık
ve rahatlık için.



**Nefes
alabilir.**

Lens içinden akan yüksek
düzeyde oksijen lenslerin
daha sağlıklı bir şekilde
kullanımını destekler.



**Yumuşak ve
esnek**

Yumuşak bir lens
takma deneyimi
için



**En yüksek düzey
UV koruma.**

% 90 oranında UV
ve %99 oranında UVA
engelleme özelliği ile
1. Sınıf UV önleyici.



GÜZELLİK

Üçü Bir Arada Renk Teknolojisi

1 - DIŞ HALKA
Gözleri Tanımlar

2 - BİRİNCİ RENK
Göz rengini dönüştürür
Nokta Matriks yöntemiyle
Renklendirilmiştir.

3 - İÇ HALKA
Parlaklık ve derinlik ekler

KONFOR




Özel Kenar Teknolojisi
sayesinde göze uyum sağlar
ve korneayı sarar.



Gözyaşının dolaşımı için
göz kırpma sonrasında
1mm dikey hareket eder.



Özel dış yüzey kaplaması
sürtünme ve batma hissini
giderir.





AQcolors®
www.aqcolors.com



HAZEL





CONTACT
QUARTZO



QUARTZO



AQcolors®
www.aqcolors.com



MAGIC




MAGIC GREEN





DESERT



DESERT GREEN



AQcolors®

www.aqcolors.com

LENS MEDİKAL

AYLIK RENKLİ LENSLER



Günlük Takıp Çıkarılan Lens



AQColors

Base Curve
8.6
Dioptriler
PLN / -6.00 0,25 Aralıklarda
Ambalaj
1 Kutu (2 Adet Lens)



Günlük Takıp Çıkarılan Lens



AQColors Natural Seri

Base Curve
8.6
Dioptriler
PLN / -6.00 0,25 Aralıklarda
Ambalaj
1 Kutu (2 Adet Lens)



1 Hafta Gözde Kalabilme Özelliği

AIR OPTIX COLORS

Base Curve
8.6
Dioptriler
PLN / -8,00 +0,25 /+6,00
Ambalaj
1 Kutu (2 Adet Lens)



Günlük Takıp Çıkarılan Lens

Freshlook

Base Curve
8.6
Dioptriler
PLN / -8.00 PLN / +6.00
Ambalaj
1 Kutu (2 Adet Lens)



Günlük Takıp Çıkarılan Lens

Rainbow Marin Line Series

Base Curve
8.6
Dioptriler
Plano
Ambalaj
1 Kutu (2 Adet Lens)



Günlük Takıp Çıkarılan Lens

Rainbow Lovely Line

Base Curve
8.6
Dioptriler
Plano
Ambalaj
1 Kutu (2 Adet Lens)



Günlük Takıp Çıkarılan Lens

Rainbow Mirage Line

Base Curve
8.6
Dioptriler
Plano
Ambalaj
1 Kutu (2 Adet Lens)

YILLIK RENKLİ LENSLER



STOK
SORGULAYINIZ

Günlük Takıp Çıkarılan Lens

Optima Natural Look

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.7	PLANO	1 Kutu (2adet Lens)



Bilgi : +10.00 / -10.00
Numaradan sonra
% 25 fiyat farkı uygulanır.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens

Rainbow Elite Line

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.6	PLN / -25.00 PLN / +25.00	Şişede (1 Adet Lens)



Bilgi : +10.00 / -10.00
Numaradan sonra
% 25 fiyat farkı uygulanır.

Günlük Takıp Çıkarılan Lens

Rainbow Fantasy Line

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.6	PLN / -25.00 PLN / +25.00	Şişede (1 Adet Lens)



Bilgi :
Sclera kırmızı ve
Sclera siyah renklerinin
fiyatları farklıdır.


Günlük Takıp Çıkarılan Lens

Rainbow Fun Line

Base Curve	Dioptriler	Ambalaj
8.6	Plano	Şişede (1 Adet Lens)





A Quality Colors Contac Lens



A Quality Natural Colors Contac Lens

NATURAL COLOR CONTACT LENSES





Air Optix
Colors

FRESHLOOK®


ColorBlends
(Hareli
(Çerçevesi))

Optima
Natural
Look

BAUSCH + LOMB


Marin Line
Serisi

Rainbow




Lovely
Serisi
Haresiz
(Çerçevesiz)


Rainbow



Mirage
Serisi


Rainbow





Fantasy Line
Hareli
(Çerçevesiz)

Rainbow



Elite Line
Haresiz
(Çerçevesiz)

Rainbow



Fun
Line
Serisi

Rainbow

FİYAT BİLGİSİ
ALINIZ

REVEAL

AQcolors®
www.aqcolors.com




PLATINIUM



SAĞLIKLI BİR LENS BAKIMI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER!



SABAH



1 - Ellerinizi sabunla yıkayın ve tüy bırakmayan bir havluyla kurulayın.

2 - Kontakt lensinizi kutudan çıkartın. Lensinizi avucunuza yerleştirin ve Freshcare Aqua veya Oculid solüsyon ile durulayın.


3 - Lensi göze yerleştirin.

4 - Lens kutunuzu boşaltın. Freshcare Aqua veya Oculid solüsyon ile ovalayın ve sallayarak kurutun.

5 - Kutunun kapaklarını açıp kuruması için bırakın.



AKŞAM



1 - Ellerinizi sabunla yıkayın ve tüy bırakmayan bir havluyla kurulayın.

2 - Temiz lens kutunuzu halkanın tam altına kadar Freshcare Aqua Solüsyon ile doldurun.

3 - Lensi gözünüzden çıkarın ve avucunuza yerleştirin. Lensin her iki tarafına da 3 damla Freshcare Aqua veya Oculid solüsyon damlatın ve iki tarafıda 10 saniye boyunca nazikçe ovalayın.

4 - Lensin iki tarafında 5 sn boyunca Freshcare Aqua veya Oculid solüsyon ile iyice durulayın.

5 - Temizlenmiş lensi lens kutusuna koyun ve Freshcare Aqua veya Oculid solüsyon ile doldurun. Sağ ve sol lensleri lens kabının doğru tarafına koyduğunuzdan emin olun, en az 4 saat içinde bekletin.

oculid®

Çok Amaçlı Kontakt Lens Solüsyonu

**SİLİKON HİDROJELLER DAHİL
HER TİP YUMUŞAK KONTAKT LENS İÇİN**



Nemlendirir




Temizler / Dezenfekte Eder



Proteinlerden Arındırır



OVALAMA GEREKTİRMEZ



YENİ



Türkiye
En
Tercih
Solüsyon
Aile

20 saate
kadar nem
sağlar!****

Daha fazla bilgi için
QR kodu okutunuz.



* ReNu MultiPlus® ve Biotrue®, IQVIA verilerine göre Mart 2021-Şubat 2022 tarihleri arasında, Türkiye serbest eczane kontakt lens solüsyonu pazarında kutu satışı bazında en çok satan iki üründür. **ISO 14729 testlerine göre 5 panel organizma üzerine etkinlik. • Staphylococcus aureus • Pseudomonas aeruginosa • Serratia marcescens • Fusarium solani • Candida albicans ***Silikon Hidrojel lensler ile in vitro ortamda Referanslar: 1. Venkatesh S. Biotrue multipurpose solution: bringing inspiration to lens care. Optician. September 2010. 2. Bausch + Lomb data on file; 2017. Results of stand alone testing procedure (ISO 14729) of ReNu® Advanced cleaning and disinfecting solution against the 5 panel organisms for disinfecting products. 3. Ward MA. Soft Contact Lens Care Products. Contact Lens Spectrum. 07/2003. 4. Gromacki SJ, Ward MA. Understanding Contemporary Contact Lens Care Products. Contact Lens Spectrum. 06/2013.

BAUSCH + LOMB

SOLÜSYONLAR

VC-REN-TR0921-74

SOLÜSYONLAR



300 ml

100 ml

BIO TRUE

- * Göz gibi çalışır.
- * Sağlıklı gözyaşının pH oranına eş değerdir.
- * Temizler ve mikroplardan arındırır.
- * Tüm yumuşak kontakt lensler içindir.
- * Lens kabı hediyeledir.



360 ml

100 ml

Renu MultiPlus & Renu MPS

- * Protein temizliğinde son derece etkilidir.
- * Gün boyunca temiz lens konforu sağlar.
- * Bitiş işaretlidir.
- * Saydam bir şisedir.
- * Hassas gözler içindir.
- * Birikintileri ortadan kaldırır.
- * Dezenfekte eder. * Lens kabı hediyeledir.



360 ml

100 ml

Renu Advance

- * ReNu® Advanced çok amaçlı solüsyon yumuşak lenslerden proteinleri çözer. * Uçlu dezenfektan sistemine sahiptir.
- * Mikropların %99,9'unu yok eder. * Lens yüzeyindeki zararlı mikroorganizmaları yok eder. * Lensleri temizler ve gevşetir, atık, tortu ve birikintileri yok eder. * ReNu® Advanced çok amaçlı solüsyon ayrıca lensleri durulamak için kullanılabilir.
- * Silikon hidrojel dahil tüm yumuşak kontakt lenslerle kullanılabilir. * Gün boyu konfor sağlar. Paket açıldıktan sonra 12 ay kullanım sağlanabilir.



120 ml

Kontakt Lens Bakım Solüsyonu

- Dezenfektan ve koruyucu etkisi vardır.
- Protein ve diğer birikintilerin daha etkili temizlenmesini sağlar.
- Lensi kayganlaştıracak koruyucu bir kalkan oluşturur.
- Solüsyon pH değerini dengede tutar.
- Lens kabı hediyeledir.



270 ml

60 ml

OCULID

Silikon Hidrojeller Dahil Her tip yumuşak kontakt lens için

- * Nemlendirir.
- * Temizler
- * Dezenfekte Eder
- * Proteinlerden Arındırır.



360 ml

ACUVUE REVİTA

- * Çok Amaçlı Dezenfeksiyon Solüsyonu (MPDS) 360
- * Gün boyu süren lens konforu.
- * Acuvue RevitaLens solüsyonu ile her sabah taze bir lens hissi.
- * ACUVUE RevitaLens kısmi bir buharlaşma sonrasında bile, lens kabında kalıcı bir antimikrobiyal aktivite sağlar.
- * Bakteri ve mikroplar öldürmedeki etkinliğinin yanı sıra göze karşı da hassastır.
- * ACUVUE® Marka Kontakt Lensler dahil tüm yumuşak kontakt lenslerle mükemmel bir uyum.



120 ml

Boston

- * Gaz geçirgen sert lensler içindir.
- * Protein ve lipidi lens yüzeyinden uzaklaştırır.
- * Lens durulama amaçlı olarak kullanılabilir.
- * Lens kabı hediyeledir.



360 ml

- * Protein ve depoziteleri yok eder.
- * Temizler, dezenfekte eder.
- * Muhafaza eder.
- * Durular, ıslatır.
- * Lens kabı hediyeledir.

ZEISS

- * Gaz geçirgen sert lensler içindir.
- * Depoziteleri lens yüzeyinden uzak tutar.
- * Lens kabı hediyeledir.

Wöhlk Aufbewahrung



120 ml



30 ml

- * Gaz geçirgen sert lensler için temizleme sütü

Wöhlk Reinigung



10 Tablet

Wöhlk Enzym Tablet

Wöhlk Enzim tabletleri tüm yumuşak ve gaz geçirgen (sert) lenslerin temizlenmesi için kullanılır. Günlük kullanım sonucunda kontaktenslerin üzerinde göz yaşınızdan protein ve diğer enzimler birikmektedir. Enzim tabletleri lenslerinizde biriken protein ve diğer enzimleri çözücü güçlü bir içeriğe sahiptir. Enzim tabletlerinin haftada bir kez kullanılması önerilir. Ambalaj içeriği: 10 tablet



360 ml

Wöhlk Peroxid

Silikon hidrojel lensler dahil tüm yumuşak lensler için dezenfeksiyon sistemi. Koruyucu içermez. B2 vitamini içermektedir. Wöhlk Peroxid, tüm yumuşak lensler için koruyucu sistemdir. Ambalaj içeriği: 360 ml wöhlk peroxid solüsyon 36 adet neutrulize tablet 1 adet saklama kabı



360 ml

Wöhlk Saline

Wöhlk Saline her tür kontakt lens ile durulama ve takma işlemi için kullanılan bir solüsyondur. Günlük temizleme solüsyonu yada temizleme enzim tabletinden sonra lensin durulanması için kullanımı önerilir.

Gözlerinizde OKYANUS FERAHLIĞI

Tüm Kontakt Lensler İçin Doğru Bakım

- ◆ Ovalama Gerektirmez
- ◆ Islatır ve Korur
- ◆ Kayganlaştırır
- ◆ Temizler
- ◆ Dezenfekte Eder
- ◆ Durular
- ◆ Protein artıklarını hergün uzaklaştırır.

> 120 ml



www.freshcare.com.tr



FResH CaRe®
AQUA

BAUSCH + LOMB

Bio
true®

Göz Damlası

BİR DAMLAYA SIĞAN KONFOR!¹



Tüm Göz Kuruluğu Semptomları İçin

Anında ve doğal nemlendirme¹

Hyalüronik
asit* içerir.¹

Koruyucu
içermez.¹

Kontakt
lensle kullanıma
uygundur.¹

Daha fazla bilgi için
QR kodu okutunuz.



VC-BIO-TR0123-09

AKSESUARLAR

*Sodyum hyaluronat olarak
Referans: 1. Biotrue® Göz Damlası Kullanım Talimatı

Lens Seti



Lens Kabi



Lens Takıp Çıkartma Aparatı (VANTUZ)



INDEPENDENT PACKAGING
MORE HYGIENIC



GÖZ BAKIM ÜRÜNLERİ & AKSESUARLAR

Biotrue® Göz Damlası

Tüm Göz Kuruluğu Semptomları İçin Anında ve Doğal Nemlendirme¹

Biotrue® Göz Damlası, doğal nemlendiricisi sayesinde yorgun, stresli ve hatta yaşaran gözlerdeki semptomları ortadan kaldırarak kurumuş gözlerinizi doğal bir şekilde tazeler ve rahatlatır.¹

%0.24
hyalüronik
asit*
içerir.¹

Kontakt
lensle kullanıma
uygundur.¹

Koruyucu
içermez.¹



Biotrue
Göz Damlası



Cildinizde rahatlatıcı
etki bırakır ve
tazelik hissi sağlar

Kolay ve Yumuşak
Temizlik İmkânı!



Ürün Adı:
Oculid Göz Temizleme Mendili

oculid®



Ürün Adı:
Oculid Göz / Yüz Temizleme Jeli

oculid®



Ürün Adı:
Kirpik / Kaş Bakım Yağı

Gözlerin Doğal Renk Biyolojisinden Esinlenildi



Türkiye’de kontak lenslerin perakende satış yetkisi, 26.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5193 sayılı yasa çerçevesinde sadece optik mağazalarına verilmiştir.

Kontakt Lens

Kontakt lensler, gözyaşı tabakasının üzerine yerleştirilen kavistli ve ince merceklerdir. Kıırma kusurlarını düzelterek, net bir görüş sağlarlar. Bu lensler ayrıca bazen kornea hastalıklarının tedavisinde de kullanılabilirler.

Kontakt lensler, 1800’lerde göz bebeğinin önünü tamamen kaplayan üfleme cam lenslerden yapılan incecik plastik kornea lenslerine uzanan bir evrim geçirmiştir. Günümüzde lens çeşitleri ve malzemeleri sağladığı kullanım seçenekleri ile çeşitlidir.

Göz yapısına uygun kontakt lens seçimi için göz doktoru tarafından göz muayenesi yapılır. Muayene kullanılabilecek lens tipi, derecesi, taban eğrisi ve çapı belirlenir. Uyumu belirlemek için aynı anda veya mümkün olan en yakın diyoptride bir lens takılır. Lensin hareketi, dengesi, ortalaması incelenir.

Kontakt Lenslerin Özellikleri

• **Arka yüzey:** Lensin kornea ile temas eden kısmıdır.

• **Ön yüzey:** Lensin kornea ile temas etmeyen yüzüdür. Işığın kırılmasını, kırma kusurunu düzeltmek için gereken ölçüde değiştirecek şekilde eğimlidir.

• **Temel eğri (Bace curve):** Bir lensin rahat olabilmesi için göze temas eden arka yüzeyi ile korneanın ön yüzeyinin uyumlu ve benzer eğimde olması gerekmektedir. Temel eğri, arka yüzeyin optik alanının yarıçapıdır. Lensin göze uydurulması eğimi olduğu için en önemli parametrelerden biridir. Uygulanan lensin çok sıkı olduğu durumlarda temel eğri büyütülmeli, tersi hallerde küçültülmelidir.

Daha büyük temel eğri düzdür ve FLAT olarak adlandırılır. Daha küçük temel eğri ise eğimlidir, STEEP olarak adlandırılır.

• **Çap:** Lensin merkezinde en dış kenarından diğer kenara doğru alınan mm ölçüsüdür. Çap lensin göze uyumunu etkiler. Yumuşak lenslerde bu değerler 13.5 / 14.5mm sert lensler için 7 / mm arasındadır. * Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Numaralı Lensler

Numaralı lensler, gözlüklere oranla çok daha fazla kullanım kolaylığı ve konfor sunar. Hem güzel, güneşli havalarda hem de yağmurlu, rüzgarlı havalarda kontakt lensleri tercih ederek inanılmaz bir kullanım rahatlığı elde edebilirsiniz. Gözlüklerle yapmakta zorlandığınız tüm aktiviteleri ve sporları, numaralı kontakt lenslerinizle kolayca yapabilirsiniz.

Numaralı lensler; hem saydam numaralı hem de renkli numaralı olarak tasarlanmışlardır. Numaralı renkli lensler bir yandan görme kusurlarını düzelterken diğer yandan renkli gözlere sahip olmamızı sağlar.

Saydam Lensler

Saydam lensler, miyop, hipermetrop, astigmat ve presbiyopi kırma kusurlarını düzeltmek için kullanılan ince, yumuşak ve şeffaf lenslerdir.

Uzağı görememe için miyop saydam lensler, yakını görememe için hipermetrop saydam lensler, astigmat yani bulanık görüşlülük için torik saydam

lensler ve yaşa bağlı presbiyopi kırma kusuru için multifokal saydam lensler kullanılır. Saydam lensler kullanım sürelerine göre; günlük lensler, iki haftalık lensler, aylık lensler ve yıllık lensler olarak çeşitlendirilir. Kullanım süresi, lensleri yenileri ile değiştirme süresidir, yani ömrüdür. Lensin kullanım süresi korunmasını sağlayan blister paketin açılması ile birlikte başlar ve üretici tarafından belirlenen kullanım süresi dolduğunda atılır.

Kullanım Sürelerine Göre Lens Çeşitleri:

Kontakt lensler kullanım sürelerine göre, günlük lensler, bir ya da iki haftalık lensler, 15 günlük lensler, aylık lensler ve yıllık lensler olarak kategorize edilir.

Kontakt Lens Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

- Göze uygun olan lens, iyi ortalınmış olup, korneayı sarar.
- Gözyaşının dolaşımı için lens hafif hareket etmelidir. Push-up testinde ve göz kırpması sonrasında 1 mm dikey hareket edebilmelidir.
- Kullanıcı net ve rahat görmeli, lensi hissetmemelidir.
- Göz kırpması sonrası görüş değişmemelidir.
- Kenar şeridi göze baskı yapmamalıdır.
- Kontakt lensler ile uyumamalıdır. Denize ya da havuza girilmemelidir.
- Kontakt lens kullanırken gözünüzde kızarıklık veya batma hissi oluşturduğunda hemen lensi çıkartıp doktora başvurulmalıdır.

Göz kuruluğu, Nedir?

Kuru göz, göz kapaklarının etrafındaki küçük gözyaşı bezlerinin yeterli miktarda gözyaşı üretilmesi veya aşırı buharlaşmaya bağlı gözyaşı film tabakasının düzensizliğinden dolayı göz yüzeyinin neminin azalmasıdır. Gözler kuru olduğunda, toz ve döküntüler gözlerinize yapışarak tahrişe ve aşınmalara neden olur. Gözlerin sağlıklı kalabilmesi için belli bir nem seviyesini koruması gerekir. Göz kapakları cam silecekleri gibi çalışır gözlerinizi kapattığınızda kalıntıları silerler, gözlerinizi açtığınızda ise gözyaşı ile göz yüzeyini nemlendirirler. Bu sayede göz kapaklarınız ve gözyaşlarınız göz yüzeyinizin temiz ve berrak kalmasını sağlar, aynı zamanda gözdeki nem dengesini korur.

Göz kuruluğu Nedenleri

Göz kuruluğu belirtileri yaşayan ve sürekli rahatsızlık hissedenerlerin bir göz doktoruna danışmaları önemlidir. Göz doktoru, göz kuruluğunun altında yatan nedeni belirleyebilir ve uygun tedavi seçeneklerini önerebilir. Göz kuruluğunun en yaygın nedenlerini sizler için sıraladık.

Uzun süre dijital ekranlara bakmak: Bilgisayar veya tablet ekranlarına bakarken, yakın mesafeden uzun süre yoğun iş yaparken odaklanma nedeniyle göz kırpması sayısı yarı yarıya azalır bu da gözlerin nemlenmesini sağlayan doğal gözyaşı tabakasının buharlaşmasına ve göz kuruluğuna neden olabilir.

Rüzgarlı, dumanlı veya kuru ortamlar: Bu tür yerlerde vakit geçirmek gözyaşlarınızın daha çabuk buharlaşmasına ve göz kuruluğuna yol açabilir.

Lazer göz ameliyatı: Bazı lazer ameliyatı türlerinden sonra gözleriniz daha az gözyaşı üretebilir. Bu yan etki bazen kalıcı olabilir.

İlaçlar: Kuru göz, soğuk algınlığı, alerji, depresyon gibi durumları tedavi eden bazı ilaçların yan etkisi olabilir.

Göz Kuruluğunun Belirtileri

Göz kuruluğu, yaşam kalitesini etkileyebilecek rahatsız edici belirtilere neden olabilir. İsterseniz şimdi de göz kuruluğunun belirtileri nelermiş birlikte onlara bakalım. Gözlerde sürekli olarak yan-

ma veya batma hissi göz kuruluğunun belirgin bir işaretidir. Bu his, genellikle gözlerin kuruluğundan kaynaklanır ve gözler yoğun bir şekilde aynı noktaya odaklandığında artabilir. Gözlerde kızarıklık ve kaşıntı diğer yaygın belirtilerlerdendir. Gözlerin yüzeyi nemli olmadığı için kan damarları daha belirgin hale gelebilir ve kaşıntı hissi olabilir. Kaşımak geçici bir rahatlama sağlasa da zaman içerisinde durumu daha da kötüleştirebilir. Göz kuruluğunun belirtileri arasında ışığa hassasiyet, göz yorgunluğu, göz kapaklarında yapışkanlık ve çapaklanma da sayılabilir. Bu belirtilerden bir veya birkaçını yaşıyorsanız, göz kuruluğunuz olabileceğinden şüphelenebilirsiniz.

Suni Gözyaşı Damlası Nedir?

Yapay gözyaşları, göz kuruluğu yaşayanların konforunu artıran ve rahatlama sağlayan sıvılardır. Yapay gözyaşı, gözlerimizin doğal nemini taklit etmek üzere tasarlanmıştır. Göz damlası kullanarak gözü nemlendirmek ve yüzeyini olumsuz etkilerle ve enfeksiyonlara karşı korumak mümkündür. Gözyaşı filminin dayanıklılığını da artırır.

Kontakt Lens Takarken Yapay Gözyaşı Kullanılabilir mi?

Kontakt lens kullananlar da yapay gözyaşı kullanabilir. Yakın mesafelere ve dijital ekranlara fazlaca yoğunlaşmaya bağlı kuru göz sendromu giderek daha da çoğalıyor, bu nedenle gözlerin sağlığına ve rahatlığına daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Kontakt lenslerle birlikte koruyucu (Prezervan) içermeyen yapay gözyaşı damlaları önerilmektedir. Prezervan (koruyucu madde) içermeyen gözyaşı damlaları, genellikle kontakt lenslerle birlikte kullanıma çok daha uygundur. Koruyucu içeren damlaların içerisinde bulunan koruyucu maddeler lenslerin formuna zarar verebilir ve gözde birikimler oluşmasını sağlayabilir. Damla kullanma ihtiyacı hissettiğinizde doktorunuzu ziyaret ederek, damla önerisi almanız çok daha sağlıklı olacaktır. Hekiminiz gözyaşı testlerinizi yaparak size uygun olan damlayı reçete edecektir.

Gözyaşı Damlası Ne İşe Yarar?

Yapay gözyaşları öncelikle gözlerde rahatsızlık, yanma, kızarıklık veya batma hissi ile kendini gösteren kuru göz sendromu belirtilerinde kullanılır. Tüm bu belirtilerin nedeni hem yetersiz gözyaşı üretimi hem de çok hızlı buharlaşması olabilir. Nemlendirici göz damlaları yalnızca göz kuruluğu ile ilgili semptomları hafifletmek için kullanılmaz. Gözyaşı damlaları aynı zamanda bilgisayar, akıllı telefon veya TV ekranı karşısında çok fazla zaman harcamaları için de rahatlama sağlar. Ayrıca gözleriniz rüzgara, güneşe ve kirliliğe maruz kaldığında da faydasını hissedebilirsiniz. Nem oranı düşük, merkezi ısıtılı veya klimalı odalarda kalan herkese de nemlendirici göz damlaları önerilir. Genellikle doğal gözyaşının bileşenlerine benzer maddeler içerir, bu bileşenler gözyaşı filmini destekleyerek göz yüzeyinin nemli kalmasına yardımcı olur. Suni gözyaşı damlaları gözlerin içine damlatılarak uygulanır ve göz yüzeyine yayılarak etki gösterir. Gözyaşları gözlerinizi ıslak ve pürüzsüz tutar ve net görebilmeniz için ışığın odaklanmasına yardımcı olur. Ayrıca gözlerinizi enfeksiyonlardan ve kir ve toz gibi tahriş edici şeylerden de korur.

Göz Kuruluğu İçin Hangi Lensler Daha İyi?

Göz kuruluğu yaşayanlar için en uygun lensler günlük tek kullanımlık lensler ve silikon hidrojel lenslerdir. Lenslerin üretildikleri malzemeler, üretim teknikleri, su içerikleri ve oksijen geçirgenlikleri birbirinden farklıdır. Gözyaşı ölçümünüzü uygun lense verecek kişi uzman bir göz hekimidir.